

Autonomie des Concentrateurs d'Oxygène Pulsé INOGEN One						
POC	INOGEN One G3		INOGEN One G4		INOGEN One G5	
Batterie	8 cellules	16 cellules	4 cellules	8 cellules	8 cellules	16 cellules
Consigne 1.0	4h30	9h30	2h40	5h00	6h25	13h30
Consigne 2.0	4h00	8h30	2h15	4h30	5h00	10h20
Consigne 3.0	3h00	6h00	1h20	2h30	3h30	7h00
Consigne 4.0	2h00	4h00	X	X	2h25	4h55
Consigne 5.0	1h40	3h20	X	X	1h50	3h45
Consigne 6.0	X	X	X	X	1h25	3h00