





Instructions pour le patient



Votre humidificateur prismaAQUA



ASSEMBLER / DÉSAMSEMBLER



2



2

prismaAQUA est compatible avec les appareils de la gamme prisma et prismaVENT


Assemblez l'humidificateur avec l'appareil afin de le faire fonctionner

Retirez l'humidificateur de l'appareil pour le remplir ou le nettoyer

VIDER ET REMPLIR (1 fois par jour)


Versez de l'eau froide jusqu'au repère (400 ml maxi) :

1





- soit en ouvrant l'humidificateur et en retirant la partie supérieure

2




- soit en remplissant sur le côté, dans le trou où figure une flèche

3





400 ml


NETTOYER (1 fois par semaine)



Retirez l'humidificateur de l'appareil



Dévissez la résistance



Vous pouvez passer l'humidificateur au lave-vaisselle (65°)



Retrouvez-nous sur Youtube, une vidéo de démonstration est en ligne !

➡ Tapez «Nettoyage et utilisation de l'humidificateur prismaAQUA» dans le moteur de recherche



CONSEILS

- En cas de rhinite ou de sécheresse naso-buccale, augmentez le niveau d'humidification.
- En cas de condensation dans le tuyau, baissez le niveau d'humidification.
- En cas de persistance du problème, contactez votre prestataire de santé à domicile.